

VERSAFLEX™

pH-kateter för mätning av syrareflux i esofagus

VersaFlex™ har utvecklats för att genomföra högkvalitativa 24-timmars pH-mätningar i esofagus. Denna antimonkateter med intern referens för engångsbruk är designad för att patienten enkelt och smidigt kan intuberas med en följsam kateter med optimal styvhet och samtidigt ha ett minimum av obehag under själva undersökningen. Diameter är endast 4,7 F (1,6 mm) vilket gör att katetern är lämplig för både barn och vuxna.

VersaFlex™ är helt latexfri och radiopak (bariumfylld) för att synas vid genomlysning. Givaren är linjär inom området pH 2-8, har mycket liten drift och har en snabb responstid.

Sierra Scientific har en lång erfarenhet att tillverka pH-katetrar och har producerat mer än en miljon katetrar sedan 1994. Företaget har en rigorös kvalitetskontroll och alla katetrar testas individuellt i tre steg och märks sedan med ett unikt serienummer, allt för att säkerställa spårbarhet och tillförlitliga inspelningar när du undersöker dina patienter.

VersaFlex™ har följande egenskaper:

- Tunn och följsam kateter med intern referens
- Finns i olika modeller från 1 upp till 4 kanaler pH med olika avstånd mellan sensorerna
- Finns även med större diameter 6,4 F (2,1 mm)
- Tydliga avståndsmarkeringar från 10 till 70 cm för korrekt placering
- LES-identifieringskanal finns som option
- Modularkontakt RJ-45 med böjskydd

