

BRS-5000

Digitalt flexibelt videobronkoskop med sterila skyddsöverdrag

BRS-5000 är ett flexibelt, digitalt videobronkoskop som alltid är redo att användas när du behöver det. För att skydda bronkoskopet och förhindra överföring av smitta mellan patienter träds ett sterilt skyddsöverdrag för engångsbruk EndoSheath® över bronkoskopet som på så sätt aldrig kommer i kontakt med patienten. Om du arbetar på en avdelning där det är viktigt att när som helst under dygnet snabbt kunna bronkoskopera med ett instrument som alltid är sterilt är BRS-5000 kanske en attraktiv lösning.

Det finns fyra olika modeller av sterila överdrag för BST-5000 – tre med arbetskanal med en inre diameter på 1,5 mm, 2,1 mm och 2,8 mm och en helt utan arbetskanal. Du väljer vilken modell du vill använda innan undersökningen och slipper på så sätt att ha flera bronkoskop för olika ändamål.

Bronkoskopet kopplas till en liten och smidig processorenhet DPU-5050 med integrerad LED-ljuskälla och 15" bildskärm. Processorn använder en CCD av högsta kvalitet och modern bildbehandlingsteknik vilket ger bra bildkvalitet med hög upplösning.

Det tar bara några minuter att förbereda instrumentet inför nästa undersökning. BST-5000 behöver inte rengöras med höggradig desinfektion efter varje patient, vilket spar tid och förlänger livslängden på instrumentet.

BRS-5000 erbjuder följande fördelar:

- Du har alltid ett sterilt bronkoskop när du behöver det oavsett tid på dygnet
- Du kan göra fler undersökningar med ett och samma bronkoskop
- EndoSheath® sterila skyddsöverdrag minskar risken för infektioner mellan patienter
- Bra bildbehandling med hög upplösning och möjlighet att spara bilder på SD-kort
- Systemet är litet, flexibelt och smidigt att flytta vid behov

