

CST-4000

Flexibelt fibercystoskop med sterila skyddsöverdrag

CST-4000 är ett flexibelt fibercystoskop som du kan koppla till befintliga ljuskällor och kamerasystem och samtidigt få en bättre funktionalitet. Ett sterilt skyddsöverdrag för engångsbruk (EndoSheath) träs över cystoskopet och byts lätt mellan undersökningarna. Själva cystoskopet saknar arbetskanal och kommer aldrig i kontakt med patienten eftersom arbetskanalen finns inbyggd i skyddsöverdraget.

CST-4000 är en vidareutveckling av tidigare modeller fibercystoskop från Vision Sciences. Cystoskopet är tunnare för att minska patientens obehag, har en mindre böjradie vilket gör det lättare kan se blåshalsen och arbeta i små blåsor, och kan kopplas till en batteridrivna ljuskälla (BLS-1000 LED). Handtaget har fått en ny ergonomisk design där du lättare kan kontrollera infusionsvätskan.

Cystoskopet behöver bara torkas av med 70-% alkohol mellan undersökningarna och behöver inte köras i diskmaskiner eller andra rengöringsprocesser efter varje patient. Detta spar tid och förlänger livslängden på cystoskopet. Underhåll och service minskas eftersom det aldrig kommer i kontakt med patienten, urin och vätskor, rengöringsmedel etc.

CST-4000/4000i erbjuder följande fördelar:

- Utför fler undersökningar med ett och samma cystoskop utan tidsödande rengöringshantering
- Öka patientsäkerheten med sterila skyddsöverdrag och eliminera risk för infektioner
- Var mer flexibel med tidsbokning och ha alltid ett sterilt cystoskop redo
- Koppla på en liten, batteridrivna LED ljuskälla
- Kan också anslutas till dina befintliga ljuskällor eller videosystem
- Finns med intuitiv angulation (CST-4000i) för att möta dina preferenser hur du brukar hantera cystoskopet

