

CLAVIS™

Kombinerad EMG-apparat och strömstimulator

Clavis™ har utvecklats för att du som neurolog kan injicera neurotoxiner med stor noggrannhet. Apparaten som är handhållen och batteridrivna kan mäta EMG med mycket bra ljudkvalitet. Det finns en inbyggd strömstimulator i Clavis™ som du med en enkel knapptryckning byter till när du vill stimulera muskeln.

Clavis™ är framtagen av Alpine Biomed som har 30 års erfarenhet av att konstruera kliniska EMG utrustningar. Tillsammans med Clavis™ erbjuder vi ett komplett utbud med injektionsnålar och tillbehör.

Clavis™ erbjuder:

- Tydligt EMG ljud med hög kvalitet
- Den inbyggda strömstimulatorens är enkel att justera under behandlingen
- För ökad patientsäkerhet övervakas den elektriska kontakten med patienten vid stimulering
- Handhållen och batteridrivna med ett 9 volts batteri som är enkelt att byta
- När Clavis™ startar görs en självtest så att du vet att apparaten fungerar korrekt innan behandling.

