

# POP-Q VERNIER™

## Mätssystem för kvantifiering av prolapser

Ett nytt POP-Q\* skjutmått för kvantifiering av prolapser har utvecklats i nära samarbete med specialläkare. Det är ett helt nytt system för engångsbruk som enkelt, snabbt och säkert kan kvantifiera prolapser.

POP-Q mätning blev antagen som internationell standard på International Continence Society mötet 1995. Fram till idag har det saknats standardiserade mätinstrument som objektivt kan kvantifiera dessa POP-Q mätningar, vilket har lett till att många olika metoder används.

POP-Q Vernier™ består två delar, en huvudenhet med justerbar hymenindikator och en graderad mätsticka, som fästs fast på ett spekulum.

### POP-Q Vernier™ erbjuder följande fördelar:

- Ger mätpunkterna enkelt och tydligt - Aa, Ba, C, D, Ap, Bp, pb, gh, tvl
- Justerbar hymenindikator fixeras då mätstickan förs in
- Kan snabbt monteras på de flesta spekulum
- Förenklar och standardiserar POP-Q mätningarna vid forskningsstudier



\* Pelvic Organ Prolaps Quantification