

DIGITRAPPER™ pH

Ambulatorisk 24-timmars pH-mätare

Digitrapper™ pH är utvecklad för att genomföra högkvalitativa 24 timmars pH-mätningar. Den är designad för att patienten enkelt och intuitivt kan hantera apparaten under undersökningen. Digitrapper pH har en ergonomisk design för att minimera patientens obehag under undersökningen.

Den stora displayen och gömda funktionsknappar gör det enkelt att använda Digitrapper pH för assistent/BMA under förberedelserna. Funktionsknapparna göms under inspelningen så att patienten inte kommer åt dessa. De knappar för symtom och händelser som patienten kommer åt är symtommarkör för t ex bröstsmärta och halsbränna, måltid och ryggläge.

Efter avslutad undersökning laddas data från Digitrapper pH trådlöst upp till Polygram NET. I detta program finns en modul för pH funktionstestning som skapar en omfattande analys och rapport. Polygram NET använder sig av en SQL-databas som gör det snabbt och enkelt att söka och hantera undersökningar och patienter.

Fördelar med Digitrapper™ pH:

- Mycket enkel att använda för både undersökare och patient
- En enda symtommarkör för förbättrad noggrannhet och förenklad symtomrapportering
- Enkel valfunktion av katetertyp som ger korrekta temperaturkorrigeringsfaktorer
- Kan spela in pH-data i upp till 4 kanaler
- Inbyggd LES identifieringsfunktion som visar en riktig tryckmätningsskurva på displayen
- Behöver enbart två AA batterier för en 24 timmars undersökning

