

MANOMETRIKATETRAR SU

Vattenperfunderande manometrikatetrar för engångsbruk

För dig som använder Polygraf ID tryckmätningssystem eller liknande är det viktigt att de manometrikatetrar du använder är av hög kvalitet för att ge ett bra tryckmätningssvar och samtidigt vara behagliga i näsa och svalg för patienten under undersökningen. SynMed kan erbjuda dig ett stort antal olika modeller av vattenperfunderande manometrikatetrar för engångsbruk (SU - single-use) för undersökning av barn och vuxna i esofagus och duodenum. De anorektala katetrarna är försedda med latexfri ballong (silikon).

Tryckkanalerna är tydligt numrerade för att du lätt skall kunna identifiera kanaler och koppla till rätt tryckgivare. Det finns tydliga centimetermarkeringar på esofaguskatetrarna i avståndsintervallet 10–75 cm för att du enkelt och korrekt skall kunna placera katetern på rätt avstånd i patienten under undersökningen.

Det finns blå/grön radiopak linje för att du lätt skall kunna identifiera kanal nr 1. Varje kanal har också en blå radiopak 4 mm lång markör för att underlätta placering under genomlysning. Alternativt kan du lägga en guidewire i centrumlumen för tydligare placering.

Manometrikatetrar SU har följande fördelar:

- En tunn och fast kateterkropp som underlättar intubering
- Liten diameter på 3,9 mm för standard WSPG* 8 kanaliga tryckkatetrar
- Katetrar för engångsbruk innebär minskad risk att infektion sprids från en patient till en annan
- Engångskatetrar innebär att du inte behöver hantera starka rengörings- och desinfektionsmedel



* WSPG - West Swedish Pressure Group